

Samaritan PAD 350P

Co wyróżnia Samaritan PAD 350P?

Samaritan PAD to najbardziej intuicyjne, profesjonalne defibrylatory AED na świecie. Zostały zaprojektowane przez wybitnych naukowców, a ich rozwiązania zostały opatentowane i są chronione prawnie.

Samaritan PAD 350P to poręczny, lekki, zewnętrzny, publiczny defibrylator AED. Urządzenie analizuje rytm serca i podaje impuls defibrylacyjny, pozwalając przywrócić prawidłowy rytm serca u osoby poszkodowanej. Za pomocą trzech prostych symboli i poleceń przeprowadza nawet niedoświadczonych użytkowników krok po kroku przez cały proces postępowania ratowniczego. Stworzony z myślą o powszechnym dostępie do defibrylacji, pozwala na przeprowadzenie całego procesu jeszcze przed przyjazdem karetki pogotowia. Umieszczany we wszystkich miejscach publicznych, nadaje się do użycia dla każdego użytkownika – zarówno dla osób przeszkolonych jak i tych, którzy używają go po raz pierwszy. Dzięki zaawansowanej analizie rytmu serca – podejmuje decyzję o procesie postępowania ratowniczego i kieruje użytkownikiem przez cały proces zapewniając osobie poszkodowanej maksimum bezpieczeństwa. W oparciu o natychmiastowy pomiar i technologię, a nie nieraz zawodną intuicję osoby udzielającej pierwszej pomocy - zapewnia szybką i skuteczną pomoc oraz bezpieczny proces ratowania życia.

Samaritan PAD 350P do zasilania wykorzystuje Pad- Pak [™], który zawiera baterie i elektrody umieszczone w kasce i przeznaczone jednorazowego użytku - co oznacza tylko jedną datę ważności do monitorowania i tylko jeden element do wymiany w razie przeprowadzenia defibrylacji. 350P jest odpowiedni do stosowania u dorosłych i dzieci. Dla dzieci młodszych niż 8 lat lub o masie ciała mniejszej niż 25 kg dostępna jest również elektroda Pediatric Pak.

Unikalne cechy:

- **Lekki i poręczny.** PAD 350P waży nieznacznie ponad 1kg, co sprawia, że jest średnio o 56% mniejszy od innych przenośnych defibrylatorów dostępnych na rynku
- **Czytelny.** PAD 350P zawiera obsługę w języku polskim, a także niezwykle czytelny i przejrzysty interfejs. Całość zaprojektowana tak, aby nawet niedoświadczona osoba mogła użyć Samaritan Pad AED i pomóc osobie poszkodowanej.
- **Odporny na pył i wilgoć.** PAD 350P posiada ocenę IP56, co sprawia, że cechuje je najwyższa ochrona przed pyłem, wilgocią i zanieczyszczeniami.
- **Trwały.** PAD 350P jest odporny na wstrząsy i wibracje, co sprawia, że należy do urządzeń niezawodnych. Właśnie z tego powodu HeartSine udziela 10 lat gwarancji na defibrylator.
- **Bezpieczny.** PAD 350P ocenia EKG pacjenta, jakość sygnału, prawidłowość podłączenia elektrod oraz impedancję ciała, a na tej podstawie tych pomiarów decyduje o konieczności wykonania defibrylacji. Dzięki temu Samaritan PAD jest bezpieczny dla użytkownika.
- **Zaawansowany.** PAD 350P wykorzystuje opatentowaną technologię elektrod zintegrowanych w jednej kasce z baterią uzyskując optymalne połączenie. Dodatkowo stabilne oprogramowanie i specjalny dwufazowy impuls defibrylacyjny SCOPE® Biphasic -

niskoenergetyczna defibrylacja z automatycznie dobraną optymalną dla pacjenta amplitudą, długością impulsu oraz energią wyładowania, powodują, że Samaritan PAD osiąga najwyższe wyniki w zakresie skuteczności.

- **Gotowy do użycia.** Wskaźnik systemu gotowości miga pokazując, że cały system jest sprawny i gotowy do użycia. Z kolei kaseta PAD-Pak oferuje znaczne obniżenie kosztów eksploatacji poprzez jeden długi termin ważności wynoszący 48 miesięcy, bez konieczności wymiany elektrod po, np. 2 latach.

10 powodów, dla których warto wyposażać miejsca publiczne w defibrylator AED Samaritan PAD!

- Nagłe zatrzymanie krążenia lub zawał, który może przeistoczyć się w NZK – dotyka rocznie ponad 700 tys osób w całej Europie. W USA NZK jest najczęstszą przyczyną śmierci. **Codziennie, także dzisiaj z tego powodu umrze kilkanaście tysięcy osób na całym świecie, w tym ok. 95 osób w Polsce.**
- **Bez defibrylatora szansa na przeżycie wynosi mniej niż 7 %.** Większość z osób, które umierają każdego dnia można by było uratować gdyby w pobliżu był defibrylator.
- Choć w największej grupie ryzyka są osoby starsze bądź mające problemy kardiologiczne – nagłe zatrzymanie krążenia może dotknąć każdego, również osoby zdrowe i prowadzące aktywny tryb życia, jak również małe dzieci. **Decyzja o dostępie do defibrylacji to różnica pomiędzy życiem a śmiercią.**
- Poszkodowany dotknięty NZK ma tylko 10 minut na to, aby otrzymać pomoc niezbędną do przeżycia, przy czym defibrylacja powinna być przeprowadzona w przeciągu trzech pierwszych minut. To czas, w którym tylko defibrylator może go uratować. **W warunkach poza-szpitalnych nie ma szans na to aby pomoc medyczna dotarła do kogokolwiek w tak krótkim czasie.**
- Do chwili obecnej w Polsce obowiązek AED nie jest prawnie uwarunkowany – defibrylatory powoli pojawiają się we wszystkich miejscach publicznych. **Szerzenie świadomości na temat konieczności umieszczania AED w miejscach publicznych to krok w stronę poprawy bezpieczeństwa i dbania o zdrowie swoje i innych.**
- **Defibrylator Samaritan PAD jest urządzeniem,** które przeprowadza przez proces postępowania ratowniczego. Posiada instrukcje wizualne i głosowe w języku polskim, co sprawia że jest bardzo prosty w obsłudze.
- Samaritan PAD bada rytm serca, który u wielu chorych lub dzieci może być bardzo słabo wyczuwalny, nawet przez wykwalifikowanych ratowników. **Urządzenie pomaga też w diagnozie problemu, a impuls defibrylacyjny podaje tylko w razie konieczności, eliminując możliwość popełnienia błędu przez osobę, która udziela pomocy.**
- Samaritan PAD wyposażony jest we wszystkie elementy ułatwiające proces ratowniczy – wygodną torbę, folię życia, nożyce, elementy do dezynfekcji klatki piersiowej, maskę do resuscytacji. **Defibrylator montowany jest w specjalnie oznakowanych szafkach i oznaczony tablicami znamionowymi, tak aby w razie potrzeby można go było łatwo zlokalizować.**

- Przykładamy wagę do szkoleń – dlatego pomimo iż urządzenie jest proste w obsłudze – pokazujemy jak go używać, przechodząc krok po kroku przez proces udzielania pierwszej pomocy. **Każda osoba która zakupiła defibrylator ma gwarantowaną możliwość przeszkolenia wskazanej liczby osób.**
- **Udzielamy 10 letniej gwarancji na urządzenie** wyposażone w zintegrowany system baterii i elektrod – czyniąc Samaritan PAD najbardziej ekonomicznym w eksploatacji defibrylatorem.

Gdzie wyposażyć?

Wszystkie miejsca użyteczności publicznej, w tym m.in:

- Miejsca kultury (Kina, Teatry, Opery, Miejskie Domy Kultury, Kluby muzyczne)
- Kluby sportowe (Siłownie, Fitness, Stadiony, Baseny)
- Przychodnie lekarskie, Zakłady rehabilitacji, Przychodnie stomatologiczne
- Zakłady opiekuńczo-lecznicze, Domy pomocy, Domy opieki nad osobami starszymi
- Szkoły i uczelnie wyższe
- Urzędy miejskie, gminne
- Dworce PKP, PKS, Lotniska
- Restauracje, Kawiarnie, Obiekty sakralne
- Galerie handlowe, hale targowe
- Firmy prywatne, zakłady pracy
- **i pozostałe..... dla bezpieczeństwa Twojego i innych.**