

Samaritan PAD 360 P

Defibrylator HeartSine Samaritan PAD 360P (SAM 360P) to w pełni zautomatyzowany publiczny defibrylator AED. Urządzenie analizuje rytm serca i podaje impuls defibracyjny, pozwalając przywrócić prawidłowy rytm serca u osoby, u której wystąpiło nagłe zatrzymanie akcji serca. Dzięki przejrzystej instrukcji dla użytkownika jest on w stanie przeprowadzić nawet niedoświadczonych użytkowników krok po kroku przez cały proces postępowania ratowniczego. Jeżeli zachodzi konieczność podania impulsu defibracyjnego dzieje się to automatycznie, bez konieczności użycia jakiegokolwiek guzika. Produkt posiada funkcję wykrywania i ostrzegania użytkownika o konieczności podjęcia działań, w tym resuscytacji krążeniowo-oddechowej, w miejscu podłączenia elektrod wyświetlany jest komunikat „wykryto ruch”.

Dodatkowe informacje:

- Defibrylator SAM 360P posiada taki sam Pad-Pak oraz elektrody Pediatric-Pak, jakie zastosowano w modelach: SAM 350P oraz SAM 500P.
- SAM 360P posiada funkcję wykrywania ruchu, co pozwala sprawdzić czy ktoś dotyka poszkodowanego lub czy ktoś dokonuje resuscytacji oraz wydaje ostrzeżenie „nie dotykaj poszkodowanego”. Dodatkowo, produkt wydaje sygnały dźwiękowe informujące ratownika oraz otoczenie o tym by odsunąć się od poszkodowanego, gdyż podany będzie impuls defibracyjny.